

Hastes Femorais de Revisão

**GENERIC<sup>®</sup> Revisão**

Cimentada

**INTEGRALE<sup>®</sup> Revisão**

Sem Cimento



**AMPLITUDE<sup>®</sup>**

# GENERIC® e INTEGRALE® de Revisão




## INTEGRALE®

- Haste femoral não cimentada;
- Sulcos longitudinais, proporcionando o aumento da área de contato implante-osso;
- Offsets progressivos;
- 7 tamanhos proporcionalmente escalonados;
- Limite de impactação corresponde ao limite de HAP;
- Material: Titânio (TiAV6) com revestimento integral em HAP de 80 µm de espessura;
- Formato oval na porção metafisária;
- Colo alongado para preservar a altura do centro de rotação da cabeça femoral;
- 135° de ângulo cervicodiafisário;
- Cone 10/12, proporcionando maior amplitude de movimento;




## GENERIC®

- Haste femoral cimentada;
- Altamente Polida;
- Offsets progressivos;
- 7 tamanhos proporcionalmente escalonados;
- Material: Aço Inoxidável;
- 135° de ângulo cervicodiafisário;
- Cone 10/12, proporcionando maior amplitude de movimento;



## CABEÇAS FEMORAIS



- Cone 10/12;
- Cerâmica para diâmetros de Ø28mm, Ø32mm e Ø36mm;
- Aço para diâmetros de Ø22mm e Ø28mm.

### Amplitude Latin América S.A

Av. 80-A, 599 - Jardim Village  
13506-095 - Rio Claro/SP - Brasil  
Tel. : +55 (19) 3522-2380  
E-mail : administrativo@amplitude-latam.com

[www.amplitude-ortho.com](http://www.amplitude-ortho.com)