




FICHA TÉCNICA



horizon[®] II
With hole

HORIZON II®

- ▶ Componente acetabular primário sem cimento para cerâmica;
- ▶ Acetábulo em titânio com furos e duplo revestimento (spray de titanium + hidróxido de apatita);
- ▶ Fixação por Press-Fit;
- ▶ Opção de fixação com até 5 parafusos;
- ▶ Exclusivo para inserto de cerâmica (BioloX Delta);
- ▶ Tamanhos: 48 mm – 64 mm.



Cabeças Femorais

- ▶ Cone 10/12;
- ▶ Cerâmica para diâmetros de Ø28mm, Ø32mm e Ø36mm;
- ▶ Aço para diâmetros de Ø22mm e Ø28mm.



Amplitude Latin América S.A

Av. 80-A, 599 - Jardim Village
3506-095 - Rio Claro/SP - Brasil
Tel.: +55 (19) 3522-2380
E-mail: administrativo@amplitude-latam.com