



FICHA TÉCNICA

 generic[®] revision

 integrale[®] revision

INTEGRALE®

- ▶ Haste femoral não cimentada;
- ▶ Sulcos longitudinais, proporcionando o aumento da área de contato implante-osso;
- ▶ Offsets progressivos;
- ▶ 7 tamanhos proporcionalmente escalonados;
- ▶ Limite de impactação corresponde ao limite de HAP;
- ▶ Material: Titânio (TiAV6) com revestimento integral em HAP de 80 µm de espessura;
- ▶ Formato oval na porção metafisária;
- ▶ Colo alongado para preservar a altura do centro de rotação da cabeça femoral;
- ▶ 135° de ângulo cervicodiafisário;
- ▶ Cone 10/12, proporcionando maior amplitude de movimento;



GENERIC®

- ▶ Haste femoral cimentada;
- ▶ Altamente Polida;
- ▶ Offsets progressivos;
- ▶ 7 tamanhos proporcionalmente escalonados;
- ▶ Material: Aço Inoxidável;
- ▶ 135° de ângulo cervicodiafisário;
- ▶ Cone 10/12, proporcionando maior amplitude de movimento;



Cabeças Femorais

- ▶ Cone 10/12;
- ▶ Cerâmica para diâmetros de Ø28mm, Ø32mm e Ø36mm;
- ▶ Aço para diâmetros de Ø22mm e Ø28mm.



Amplitude Latin América S.A

Av. 80-A, 599 - Jardim Village
3506-095 - Rio Claro/SP - Brasil
Tel.: **+55 (19) 3522-2380**
E-mail: administrativo@amplitude-latam.com